



UFI: 75MO-TOFD-400P-5DNP

Proviract 450

DISINFETTANTE CONCENTRATO PER SUPERFICI











Funghicida

Virucida per virus con involucro

Test in accordo con:

Batteri: EN 13697/ EN 1276/ EN 13727 Funghi e lieviti: EN 13697/ EN 1650/ EN 13624

Virus: EN 14476 / EN 16777

PER USO PROFESSIONALE

100 g di prodotto contengono (%P/P): principio attivo (Didecilammonio cloruro) 4,5 g, tensioattivi, coformulanti, e acqua a 100 g.

Avvertenze: PERICOLO Liquido concentrato. Non miscelare con altri prodotti. Incompatibile con i comuni detergenti. Seguire le istruzioni d'uso al fine di evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente.

Indicazioni di pericolo: H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Consigli di Prudenza: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P273 Non disperdere nell'ambiente. Contiene: Didecildimetilammonio cloruro / Didecyldimethylammonium chloride ETANOLAMINA / 2-aminoethanol Alcohols C9-11, ethoxylated.

CAMPI DI IMPIEGO

Proviract 450 è una soluzione a base di DDAC da diluire in acqua per detergere e disinfettare le superfici nei più svariati ambiti: Sanitario (es: ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori, farmacie). Luoghi di comunità (es. impianti sportivi, palestre, condomini, strutture industriali, negozi, centri benessere, scuole). Mezzi di trasporto di persone o merci (es. autovetture, camion, treni, aerei, navi). Industria alimentare (es. laboratori di produzione, macellerie e salumifici, industria dolciaria, panetterie, industrie di lavorazione di carne, pesce e verdure). Piccola e grande ristorazione (ristoranti, bar, hotel, mense, gastronomia, gelaterie, banchi di vendita); Ideale per i piani H.A.C.C.P e per la disinfezione di prese e griglie di ventilazione dei condizionatori.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente l'etichetta. Al fine di ottenere l'effetto desiderato sulle superfici, si consiglia di applicare il disinfettante dopo aver effettuato un processo di pulitura. Prodotto da diluire per la disinfezione di superfici dure. Per una attività battericida, applicare il prodotto su superfici visibilmente pulite alla diluizione indicata (5%, tot. 50 ml di prodotto in un litro d'acqua) e lasciare a contatto per 5 minuti.

Per un'attività fungicida, applicare il prodotto su superfici visibilmente pulite alla diluizione indicata (5%, tot. 50 ml di prodotto in un litro d'acqua) e lasciare a contatto per 15 minuti.

Per un'attività virucida (virus con involucro), applicare il prodotto alla diluizione indicata (5% tot 50 ml di prodotto in un litro d'acqua) e lasciare a contatto per 15 minuti.

Le superfici disinfettate che entreranno in contatto con gli alimenti devono essere risciacquate con acqua potabile prima dell'uso. Il prodotto, alla sua diluizione d'uso, può essere applicato in diversi modi: per lavare pavimenti e rivestimenti si consiglia l'utilizzo di frangia o mop; per gli arredi, per le superfici orizzontali e verticali si consiglia di applicare il prodotto diluito con un panno monouso; per i sanitari spruzzare o nebulizzare il prodotto diluito sulle superfici. Per le attrezzature e gli utensili può essere utilizzato a immersione utilizzando una vasca con il prodotto diluito.

ARTICOLI / CONFEZIONI

cod 153201 8002461522673 6 x 8002461522680



8002461529023 8002461529580



95 BOX 80 BOX

LIBER S.r.I.
Loc. Le Campora 67063 Oricola (AQ)
Tel. 0863.992040-info@liberchimica.it

nsdilca

= v 2

Proviract 450

4. 5L



IT SCHEDA TECNICA

UFI: 75MO-TOFD-400P-5DNP

Proviract 450

dei prodotti, ma anche allo sviluppo sostenibile.

DISINFETTANTE CONCENTRATO PER SUPERFICI

sfruttamento, dall'iniqua retribuzione e dall'insalubrità del luogo di lavoro.

CERTIFICAZIONI AZIENDA







UNI EN ISO 9001:2015

ISO 9001 La norma internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), pubblicata dall'ISO (International Organization for Standardization). La norma è stata aggiornata l'ultima volta nel 2015 e viene chiamata ISO 9001:2015.

Da sempre perseguiamo la strada dell'eccellenza e della massima attenzione per

l'ambiente e le persone, con la consapevolezza di poter contribuire non solo all'innovazione

SA 8000 Standard internazionale che garantisce che l'Azienda è socialmente responsabile, cioè si impegna al rispetto delle regole dell'etica del lavoro e ricusa apertamente tutte le condizioni lavorative caratterizzate dalla disumanità, dallo



ISO 14067 Organizzazione con "CFP Systematic Approach" certificato da Bureau Veritas Italia Spa in conformità alla norma ISO 14067:2018.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO





Conformità ai Criteri Ambientali Minimi in accordo ai recepimenti italiani del Regolamento Europeo "GPP - Green Public Procurement".



Presidio Medico Chirurgico

Registrazione del Ministero della Salute n. 21304.



Fragrance Free

Non sono state aggiunte sostanze chimiche con lo scopo di conferire un profumo al prodotto.



Carbon Footprint

Standard internazionale che definisce i principi, i requisiti e le linee guida per la quantificazione del "carbon footprint" di produzione.



Plastica Seconda Vita

Certificazione che i contenitori dei prodotti indicati sono ottenuti dall'impiego di materiali da riciclo e sono conformi ai requisiti specificati nel regolamento di certificazione "Plastica Seconda Vita".

ARTICOLI / CONFEZIONI

cod 153201 || || 8002461522673 8002461522680





8002461529023 8002461529580



95 BOX 80 BOX

