


1.01 Nome Commerciale		<b>Cuffietta Plissettata in box</b>					
	<b>1.02 Prodotto Importato da</b>						
	Bericah S.p.a.						
	<b>1.03 Fabbricante / Distributore Italiano</b> (con obblighi ed oneri ai sensi Direttiva CEE 93/42, allegato I, punto 13.3, lettera a)						
	Bericah S.p.a.						
	<b>1.04 Paese di Provenienza</b>						
	Paesi Extra U.E.						
	<b>1.05 Marcatura CE</b>						
La presente marcatura attesta la conformità del prodotto ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal Reg. UE 2016/425 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale quali ergonomia, innocuità, comfort .							
<b>1.06 Attestazione CE</b>							
Disponibile a richiesta							
<b>1.07 Destinazione d'uso</b>							
Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I) di I categoria, solo per rischi minimi.							
	<b>BIANCO</b>	<b>AZZURRO</b>	<b>VERDE</b>	<b>ROSSO</b>	<b>ARANCIO</b>	<b>GIALLO</b>	<b>MARRONE</b>
<b>1.08 Taglia</b>	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA
<b>1.09 Codice Articolo</b>	20714-BIANCO	20714-AZZURRO	20714-VERDE	20714-ROSSO	20714-ARANCIO	20714-GIALLO	20714-MARRONE
<b>1.10 Codice EAN cf</b>	8024151207141	8024151805309	8024151811041	8024151806436	8024151811027	8024151811034	8024151811058
<b>1.11 Codice EAN ct</b>	08024151207141	08024151805309	08024151811041	08024151806436	08024151811027	08024151811034	08024151811058
<b>1.12 Utilizzo consigliato</b>	Settore ospedaliero, dentale, veterinario, assistenziale, laboratori, HO.RE.CA., cleaning, Settore alimentare						
<b>1.13 Materia Prima</b>	Soffice TNT 12 gr/mq Elastico ipoallergizzante						
<b>1.14 Specifiche</b>	Prodotto in stabilimenti UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 13485						

2. Proprietà Fisiche		
Riferimento	Dimensione	Tolleranza
A	21 cm	+/- 1 cm
B	53 cm	+/- 2 cm



3 Confezione Primaria		4. Cartone	
3.01 Contenuto	200 pezzi per box;	4.01 Contenuto	5 box da 200 pz (1000 pezzi)
3.02 Dimensioni		4.02 Dimensioni	420 x 210 x 320 mm
3.03 Materiale	cartoncino grayback 400 gr. m <sup>2</sup>	4.03 Materiale	cartone ondulato WTL 180/TL 175 BF
3.04 Indicazioni per la Raccolta	PP 5	4.04 Indicazioni per la Raccolta	PAP 20